

シード 1dayPure

シード ワンデービューア

円柱度数追加のご案内

うるおいプラス 乱視用

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、国産の1日使い捨て乱視用ソフトコンタクトレンズ「シード1dayPure うるおいプラス乱視用」の円柱度数(-2.25D)を追加させていただく運びとなりました。

今後とも「シード1dayPure うるおいプラス乱視用」ならびにシード Pure シリーズをご愛顧のほどお願い申し上げます。



謹白

記

◆全国発売日：2026年2月5日(木)

◆シード1dayPure うるおいプラス乱視用 レンズ規格

商品名	シード 1dayPure うるおいプラス乱視用
販売名	シード 1dayPure UP
承認番号	22100BZX00759000
ソフトコンタクトレンズ分類	グループIV(イオン性高含水レンズ)
含水率	58%
ベースカーブ	8.80mm
球面度数	+2.00D~+0.25D(0.25D ステップ) ^{※2} ±0.00D -0.25D~-6.00D (0.25D ステップ) -6.50D~-10.00D (0.50D ステップ)
円柱度数	-0.75D、-1.25D、-1.75D ^{※3} 、 -2.25D^{※3}
円柱軸	20°、90°、160°、180°
直径	14.2mm
中心厚 ^{※1}	0.11mm
入数	32 枚入

※1:球面度数-3.00D/円柱度数-1.25D/円柱軸 180°の場合 ※2:90°、180°のみ ※3:180°のみ

以上