

2026年2月
株式会社シード

シード **Eye coffret 1day UV M TORIC** 乱視用
アイコフレ ワンデー UV M トーリック

円柱軸90°発売のご案内

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、2019年に発売以来ご愛顧いただいております1日使い捨て乱視用サークルコンタクトレンズ「シード Eye coffret 1day UV M TORIC」から、円柱軸90°を発売させていただき運びとなりました。

アイコフレはこれからも頑張る方々に寄り添い、応援するブランドでありたいと願っております。

今後とも「シード Eye coffret 1day UV M TORIC」ならびにアイコフレシリーズをご愛顧のほどお願い申し上げます。

謹白

記

◆全国発売日：2026年2月5日(木)

◆シード Eye coffret 1day UV M TORIC レンズ規格

商品名	シード Eye coffret 1day UV M TORIC
販売名	シード Eye coffret 1day UV-M
承認番号	23000BZX00077000
ソフトコンタクトレンズ分類	グループ I (非イオン性低含水レンズ)
含水率	38%
ベースカーブ	8.60mm
球面度数	±0.00D、-0.25D~-6.00D (0.25D ステップ) -6.50D~-8.00D (0.50D ステップ)
円柱度数	-0.75D、-1.25D
円柱軸	90°、180°
直径	14.2mm
中心厚*	0.06mm
入数	10 枚入、30 枚入

※球面度数-3.00D/円柱度数-0.75D/円柱軸180°の場合

◆対象商品



Sweetie make

スウィーティーメイク



着色部外径:13.5mm



Rich make

リッチメイク



着色部外径:13.2mm

以上